

数据路径 : D:\D-DATA\2025\11\1107\
数据文件 : SV 0317.D
采集 : 7 Nov 2025 18:13
操作者 :
样品 : SV 0317
其他 :
ALS 样品瓶: 7 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 10 10:55:20 2025
定量方法 : D:\消费品方法\1\SVHC-CAL-248项-新.M
定量方法标题: SVHC-CAL-20200523
上一次定量更新: Mon Nov 10 10:15:15 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	R. T.	目标离子	响应值	浓度	偏差(分钟)
目标化合物			定性峰值		
1) 2,4-二氨基甲苯	11.082	121	13621	N. D.	
2) 2,4-二硝基甲苯	0.000		0	N. D.	
3) 2-甲氧基-5-甲基苯胺	10.160	122	53	N. D.	
4) 4,4-二氨基-3,3-二甲...	19.471	226	218	N. D.	
5) MOCA	20.410	231	695	N. D.	
6) 4,4,-二氨基二苯基甲烷	17.991	198	941	N. D.	
7) 4,4-二氨基二苯醚	17.182	200	392	N. D.	
8) 4,4'-四甲基二氨二苯酮	0.000		0	N. D.	
9) 4,4,-亚甲基双二甲基苯胺	19.479	254	130	N. D.	
10) 4-氨基偶氮苯	0.000		0	N. D.	
11) 4-氨基联苯	14.496	169	12866	N. D.	
12) 邻氨基偶氮甲苯	18.986	106	13342	N. D.	
13) 邻甲苯胺	8.404	106	1613	N. D.	
14) 邻甲氧基苯胺	9.254	108	198	N. D.	
15) 1,4-二噁烷	3.453	88	69	N. D.	
16) 1-甲基-2-吡咯烷酮	9.553	99	127	N. D.	
17) D4	7.183	282	849	N. D.	
18) D5	8.898	356	196	N. D.	
19) D6	10.588	429	514	N. D.	
20) 2,2-双(4-羟基苯基)-...	19.908	213	689	N. D.	
21) 对特辛基苯酚OP	13.307	135	2003	N. D.	
22) TNPP	14.472	135	10513	N. D.	
23) 4-NP	0.000		0	N. D.	
24) 分支或线性壬基酚(NP)	14.472	135	10513	N. D.	
25) 4-庚基苯酚	13.776	107	8054	N. D.	
26) 4-叔丁基苯酚	10.200	135	717	N. D.	
27) 4-叔戊基苯酚	11.066	135	299	N. D.	
28) UV 320	20.224	308	530	N. D.	
29) UV 328	20.952	322	2982	N. D.	
30) UV 327	21.389	342	102	N. D.	
31) UV 350	20.385	308	196	N. D.	
32) UV 329	20.685	252	1051	N. D.	
33) UV 379	22.278	190	853	N. D.	
34) UV 326	20.596	300	12351	N. D.	
35) 2,4,6-三叔丁基苯酚	13.226	247	322	N. D.	
36) 乙二醇甲醚109-86-4	3.316	45	63	N. D.	
37) 乙二醇乙醚110-80-5	3.421	59	9	未校正	
38) 乙二醇二甲醚	3.510	45	160	未校正	
39) 乙二醇二乙醚	4.675	59	55	N. D.	
40) 乙二醇乙醚醋酸酯	6.236	43	68	N. D.	
41) 二乙二醇二甲醚	6.705	59	15	N. D.	

42)	三乙二醇二甲醚	9.682	59	94	N. D.	
43)	四乙二醇二甲醚	11.082	59	1316	未校正	#
44)	菲	14.811	178	6465	N. D.	
45)	蒽	14.811	178	6465	N. D.	
46)	荧蒽	16.947	202	107	N. D.	
47)	苯并(k) 荧蒽	21.664	252	624	N. D.	
48)	苯并(a) 芘	22.359	252	199	N. D.	
49)	屈	0.000		0	N. D.	
50)	苯并(g, h, i) 芘	0.000		0	N. D.	
51)	硫酸二甲酯	5.508	95	57	N. D.	
52)	硫酸二乙酯	0.000		0	N. D.	
53)	2-甲氧基乙酸乙酯	5.217	43	341	N. D.	
54)	磷酸三(2-氯乙基) 酯	13.913	63	3831	N. D.	
55)	1, 3-丙烷磺内酯	9.213	58	128	N. D.	
56)	4-羟基苯甲酸丁酯	13.978	121	1472	N. D.	
57)	六氢邻苯二甲酸酐-85-42-7	10.985	82	349	N. D.	
58)	反-1, 2-环己烷二羧酸酯...	10.985	82	349	N. D.	
59)	4-甲基六氢苯酐-19438-60-9	11.236	81	435	N. D.	
60)	甲基六氢苯酐-25550-51-0	11.236	81	435	N. D.	
61)	3-甲基六氢苯二甲酸酐-5...	11.527	81	915	N. D.	
62)	二甲苯麝香MX	15.256	282	70	N. D.	
63)	硝基苯	8.234	77	11667	N. D.	
64)	2-甲基-1-(4-甲基硫代...	18.889	128	15671	N. D.	
65)	2-苄基-2-二甲基氨基-4...	24.584	176	1534	N. D.	
66)	2-(4-叔丁基苄基)...	12.393	189	94	N. D.	
67)	3-亚苄基樟脑 15087-24-8	15.467	240	1161	N. D.	
68)	4-MBC 36861-47-9	16.470	254	806	N. D.	
69)	卡拉花醛	0.000		0	N. D.	
70)	-2-吗啉代丙烷-1-酮7186...	19.018	128	2032	N. D.	
71)	亚乙基硫脲	0.000		0	N. D.	
72)	2-甲基咪唑	7.280	82	277	N. D.	
73)	1-乙基咪唑	6.705	94	101	N. D.	
74)	DMFA	4.230	73	1340	N. D.	
75)	甲酰胺	3.720	45	175	未校正	
76)	DMAC	4.359	44	79	未校正	#
77)	N-甲基乙酰胺	4.044	73	47	未校正	#
78)	丙烯酰胺	4.553	44	858	未校正	#
79)	乙二胺	0.000		0	N. D.	
80)	地乐酚	13.873	211	32395	未校正	#
81)	S-(三环[5.2.1.0'2,6]...	12.748	131	274	N. D.	
82)	磷酸三(二甲苯) 酯	22.206	410	34	N. D.	
83)	3-乙基-2-甲基-2-(3...	7.854	114	22	N. D.	
84)	DBMC	20.094	177	990	N. D.	
85)	3-(4-甲基) 苯亚甲基-2-茨酮	19.754	254	157	N. D.	
86)	三(2-甲氧基乙氧基)...	12.473	205	88	N. D.	
87)	SCCP	19.908	75	7441	N. D.	
88)	MCCP	20.685	75	762	N. D.	
89)	4-羟基苯甲酸-2-甲基丙酯	0.000		0	N. D.	d
90)	4,4'-二氯二苯砒	18.703	159	99	N. D.	
91)	异氰脲酸三缩水甘油酯 2...	0.000		0	N. D.	d
92)	异氰脲酸B-三缩水甘油酯...	0.000		0	N. D.	d
93)	双酚A	0.000		0	N. D.	
94)	双酚B	17.942	213	58	未校正	#
95)	过氧化二异丙苯	14.261	119	618522	未校正	#
96)	八甲基三硅氧烷	5.823	221	12	N. D.	
97)	六甲基二硅氧烷	4.044	147	44	未校正	#
98)	十二甲基五硅氧烷	8.493	281	14	未校正	#
99)	十甲基四硅氧烷	6.697	207	64	未校正	#
100)	双三甲基硅氧基甲基硅烷	4.966	207	12225	N. D.	
101)	甲基三(三甲基硅氧烷)...	6.519	207	129	未校正	#
102)	磷酸三苯酯	19.884	326	142	N. D.	

103) 0, 0, 0-三苯基硫代磷酸酯	20.224	342	270	N. D.
104) 顺式-得克隆	31.153	272	10	N. D.
105) 反式-得克隆	29.948	272	7	N. D.
106) 二苯乙酮脒	16.931	221	77	N. D.
107) BB	14.593	105	347656m	12.46 mg/L

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号