

样品 : TS26072651001
操作者: 20260730235636
注释 : 20260730235634
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:56:39

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	6
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	6
Cr	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	6
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	6
Cf	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	6
Bk	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[9.7]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	14.7 mg/kg	[11.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	24.0 mg/kg	[7.3]	定量分析-EC	CrKa	0.1134
Hg	ND mg/kg	[3.7]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	3.5 mg/kg	[3.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	29.357 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.313 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.065 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	11.242 %	[0.089]	定量分析-FP	CaKa	85.0953
Si	3.159 %	[0.331]	定量分析-FP	SiKa	0.7774
Fe	1.066 %	[0.011]	定量分析-FP	FeKa	48.0973
S	0.691 %	[0.034]	定量分析-FP	S Ka	1.2463
K	0.301 %	[0.023]	定量分析-FP	K Ka	1.4060
Ti	0.246 %	[0.009]	定量分析-FP	TiKa	2.5485
Cu	0.025 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	2.2013
Mn	0.023 %	[0.003]	定量分析-FP	MnKa	0.7598
Zn	0.016 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	1.6825
Plastic	83.227 %	[-----]	平衡	-----	-----