

样品 : TS26072652001
操作者: 20260730235339
注释 : 20260730235337
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:53:41

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)			

元素	TG		kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)		时间 (sec)	DT (%)

Al-U	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00		Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52		Real-	30	8
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88		Real-	30	8
Cr	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62		Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24		Real-	30	8
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16		Real-	30	8
Cf	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52		Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82		Real-	30	8
Bk	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00		Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0001
Pb	ND mg/kg	[7.9]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	8.7 mg/kg	[6.2]	定量分析-EC	CrKa	0.0412
Hg	ND mg/kg	[2.6]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.7]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	48.876 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	5.227 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.143 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.779 %	[0.095]	定量分析-FP	SiKa	0.6918
Ca	0.251 %	[0.006]	定量分析-FP	CaKa	9.9920
S	0.176 %	[0.009]	定量分析-FP	S Ka	1.3061
K	0.074 %	[0.006]	定量分析-FP	K Ka	1.5650
Fe	0.032 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	11.4258
Ti	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	TiKa	0.6123
Cu	0.005 %	[0.000]	定量分析-FP	CuKa	2.8410
Zn	0.004 %	[0.000]	定量分析-FP	ZnKa	2.1039
Plastic	98.672 %	[-----]	平衡	-----	-----