

样品 : TS26072654001
操作者: 20260730235042
注释 : 20260730235040
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:50:45

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	5
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	5
Cr	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	5
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	5
Cf	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	5
Bk	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[13.7]	定量分析-EC	CdKa	0.0005
Pb	27.3 mg/kg	[13.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0003
Cr	18.4 mg/kg	[6.0]	定量分析-EC	CrKa	0.0870
Hg	ND mg/kg	[4.4]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	3.2 mg/kg	[4.1]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	21.522 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.698 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.126 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	1.956 %	[0.106]	定量分析-FP	SiKa	0.8366
Ca	1.047 %	[0.015]	定量分析-FP	CaKa	17.4659
S	0.328 %	[0.015]	定量分析-FP	S Ka	1.0792
K	0.134 %	[0.010]	定量分析-FP	K Ka	1.2175
Fe	0.080 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	11.6585
Ti	0.049 %	[0.002]	定量分析-FP	TiKa	1.9301
Cu	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.8759
Zn	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.2711
Plastic	96.386 %	[-----]	平衡	-----	-----