

样品 : TS26072676001
操作者: 20260731000547
注释 : 20260731000545
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-31 00:05:49

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	9
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	9
Cr	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	9
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	9
Cf	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	9
Bk	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.6]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	9.4 mg/kg	[8.9]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	12.3 mg/kg	[8.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0582
Hg	ND mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	43.315 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	4.594 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.077 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	40.985 %	[0.215]	定量分析-FP	CaKa	410.1781
Fe	0.299 %	[0.008]	定量分析-FP	FeKa	9.5326
K	0.157 %	[0.025]	定量分析-FP	K Ka	1.2587
S	0.137 %	[0.051]	定量分析-FP	S Ka	0.4293
Zn	0.132 %	[0.006]	定量分析-FP	ZnKa	10.3572
Ti	0.103 %	[0.022]	定量分析-FP	TiKa	0.7399
Cu	0.045 %	[0.005]	定量分析-FP	CuKa	2.9798
Ni	0.021 %	[0.006]	定量分析-FP	NiKa	1.2032
Plastic	58.119 %	[-----]	平衡	-----	-----