

样品 : TS26072679001
操作者: 20260730235943
注释 : 20260730235941
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:59:46

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	12
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	12
Cr	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	12
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	12
Cf	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	12
Bk	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[8.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	ND mg/kg	[6.3]	定量分析-EC	CrKa	0.0271
Hg	ND mg/kg	[1.7]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	1.6 mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	73.728 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	7.472 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.053 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	3.587 %	[0.037]	定量分析-FP	CaKa	98.5639
Si	1.019 %	[0.168]	定量分析-FP	SiKa	0.7106
S	0.260 %	[0.026]	定量分析-FP	S Ka	1.4824
K	0.081 %	[0.010]	定量分析-FP	K Ka	1.2646
Fe	0.076 %	[0.002]	定量分析-FP	FeKa	16.4540
Ti	0.019 %	[0.003]	定量分析-FP	TiKa	0.9024
Cu	0.011 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	4.7363
Zn	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	3.9589
Plastic	94.938 %	[-----]	平衡	-----	-----