

样品 : TS26072682001
操作者: 20260730234442
注释 : 20260730234440
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:44:46

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	34-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	16
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	16
Cr	Rh	50	34-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	16
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	16
Cf	Rh	50	34-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	16
Bk	Rh	50	34-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	12.1 mg/kg	[7.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	12.3 mg/kg	[11.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0581
Hg	ND mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	3.6 mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	82.003 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	8.985 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.081 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	36.727 %	[0.201]	定量分析-FP	CaKa	597.0520
Si	2.122 %	[0.328]	定量分析-FP	SiKa	1.3441
Fe	0.801 %	[0.015]	定量分析-FP	FeKa	45.7538
S	0.316 %	[0.052]	定量分析-FP	S Ka	1.5355
K	0.197 %	[0.022]	定量分析-FP	K Ka	2.4215
Ti	0.121 %	[0.017]	定量分析-FP	TiKa	1.5729
Cu	0.035 %	[0.004]	定量分析-FP	CuKa	4.1365
Zn	0.024 %	[0.003]	定量分析-FP	ZnKa	3.3442
Ni	0.008 %	[0.004]	定量分析-FP	NiKa	0.8166
Plastic	59.646 %	[-----]	平衡	-----	-----