

样品 : TS26072698002
操作者: 20260731000843
注释 : 20260731000841
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-31 00:08:45

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	16
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	16
Cr	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	16
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	16
Cf	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	16
Bk	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[4.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[8.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	ND mg/kg	[15.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0228
Hg	ND mg/kg	[3.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
Cl	208385.0 mg/kg	H [2049.8]	定量分析-FP	ClKa	118.4118
IntBG	79.912 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	11.819 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	5.155 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	2.782 %	[0.058]	定量分析-FP	CaKa	26.0978
Si	1.728 %	[0.247]	定量分析-FP	SiKa	1.1744
Ti	0.931 %	[0.021]	定量分析-FP	TiKa	21.2068
K	0.277 %	[0.035]	定量分析-FP	K Ka	1.4065
S	0.175 %	[0.031]	定量分析-FP	S Ka	0.8841
Fe	0.104 %	[0.003]	定量分析-FP	FeKa	10.2530
Cu	0.015 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	3.2072
Plastic	73.149 %	[-----]	平衡	-----	-----