

样品 : TS26072699002
操作者: 20260731000240
注释 : 20260731000237
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-31 00:02:43

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	15
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	15
Cr	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	15
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	15
Cf	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	15
Bk	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[4.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[6.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	14.1 mg/kg	[17.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0367
Hg	ND mg/kg	[3.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.2 mg/kg	[2.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
Cl	492774.5 mg/kg	H [3394.1]	定量分析-FP	ClKa	259.4074
IntBG	79.599 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	10.224 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	13.444 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	1.867 %	[0.231]	定量分析-FP	SiKa	1.4820
Ca	1.589 %	[0.054]	定量分析-FP	CaKa	9.5808
Ti	0.389 %	[0.016]	定量分析-FP	TiKa	6.1351
S	0.280 %	[0.033]	定量分析-FP	S Ka	1.5924
K	0.268 %	[0.049]	定量分析-FP	K Ka	0.8640
Fe	0.136 %	[0.004]	定量分析-FP	FeKa	9.4957
Cu	0.020 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	2.9547
Plastic	46.172 %	[-----]	平衡	-----	-----