

样品 : TS26072758002
操作者: 20260730211850
注释 : 20260730211848
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:18:54

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	13
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	13
Cr	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	13
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	13
Cf	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	13
Bk	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.1]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[6.9]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	ND mg/kg	[13.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0000
Hg	ND mg/kg	[3.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.7]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
Cl	220894.8 mg/kg	H [2326.1]	定量分析-FP	ClKa	90.7216
IntBG	72.082 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	8.112 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	6.107 ratio	[-----]	校正	-----	-----
K	1.900 %	[0.067]	定量分析-FP	K Ka	6.7402
Si	1.209 %	[0.248]	定量分析-FP	SiKa	0.5939
Ca	1.181 %	[0.040]	定量分析-FP	CaKa	7.3877
Ti	0.679 %	[0.019]	定量分析-FP	TiKa	11.0186
S	0.309 %	[0.040]	定量分析-FP	S Ka	1.1475
Zn	0.248 %	[0.003]	定量分析-FP	ZnKa	43.8709
Fe	0.089 %	[0.005]	定量分析-FP	FeKa	6.3033
Cu	0.062 %	[0.003]	定量分析-FP	CuKa	9.3562
Plastic	72.234 %	[-----]	平衡	-----	-----