

样品 : TS26072761001
操作者: 20260730223232
注释 : 20260730223230
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:32:35

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	10
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	10
Cr	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	10
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	10
Cf	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	10
Bk	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.8]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	10.2 mg/kg	[7.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	10.8 mg/kg	[7.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0513
Hg	ND mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.8 mg/kg	[2.5]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	53.085 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	5.367 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.134 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	25.945 %	[0.169]	定量分析-FP	CaKa	216.7831
Si	6.830 %	[0.365]	定量分析-FP	SiKa	2.3760
Al	4.656 %	[1.249]	定量分析-FP	AlKa	0.3473
S	2.481 %	[0.088]	定量分析-FP	S Ka	5.6998
Fe	0.384 %	[0.008]	定量分析-FP	FeKa	16.1957
K	0.259 %	[0.029]	定量分析-FP	K Ka	1.4124
Zn	0.201 %	[0.004]	定量分析-FP	ZnKa	20.8705
Ti	0.127 %	[0.015]	定量分析-FP	TiKa	1.2049
Cu	0.031 %	[0.003]	定量分析-FP	CuKa	2.7297
Plastic	59.084 %	[-----]	平衡	-----	-----