

样品：TS26072763001
操作者：20260730223540
注释：20260730223538
组：ScreeningFast塑料
日期：2026-07-30 22:35:43

测试条件

仪器：	EDX-LE+		氛围：	大气		准直器：	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	43-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	12
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	12
Cr	Rh	50	43-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	12
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	12
Cf	Rh	50	43-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	12
Bk	Rh	50	43-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.6]	定量分析-EC	CdKa	0.0001
Pb	9.2 mg/kg	[7.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	12.8 mg/kg	[9.8]	定量分析-EC	CrKa	0.0608
Hg	ND mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	4.9 mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	60.086 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	6.634 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.096 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	43.925 %	[0.221]	定量分析-FP	CaKa	555.1993
Fe	0.336 %	[0.010]	定量分析-FP	FeKa	13.2057
S	0.248 %	[0.051]	定量分析-FP	S Ka	1.0019
K	0.125 %	[0.022]	定量分析-FP	K Ka	1.2747
Ti	0.077 %	[0.018]	定量分析-FP	TiKa	0.6789
Cu	0.044 %	[0.005]	定量分析-FP	CuKa	3.5893
Ni	0.016 %	[0.005]	定量分析-FP	NiKa	1.1217
Plastic	55.227 %	[-----]	平衡	-----	-----