

样品 : TS26072764001
操作者: 20260730222744
注释 : 20260730222742
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:27:47

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	9
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	9
Cr	Rh	30	152-Auto	#2	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	100	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	9
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	9
Cf	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	9
Bk	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[10.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0001
Pb	ND mg/kg	[10.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	19.3 mg/kg	[7.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0530
Hg	ND mg/kg	[3.0]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	41.192 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	4.065 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.099 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	24.543 %	[0.122]	定量分析-FP	CaKa	426.6417
Si	0.960 %	[0.191]	定量分析-FP	SiKa	0.5456
Fe	0.139 %	[0.004]	定量分析-FP	FeKa	10.2392
K	0.083 %	[0.014]	定量分析-FP	K Ka	0.9945
S	0.079 %	[0.031]	定量分析-FP	S Ka	0.3615
Cu	0.019 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	2.9951
Ni	0.002 %	[0.002]	定量分析-FP	NiKa	0.2788
Plastic	74.173 %	[-----]	平衡	-----	-----