

样品：TS26072765001
操作者：20260730222447
注释：20260730222445
组：ScreeningFast塑料
日期：2026-07-30 22:24:50

测试条件

仪器：	EDX-LE+		氛围：	大气		准直器：	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	248-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	3
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	3
Cr	Rh	50	248-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	3
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	3
Cf	Rh	50	248-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	3
Bk	Rh	50	248-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[12.8]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[20.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0003
Cr	24.6 mg/kg	[5.9]	定量分析-EC	CrKa	0.1162
Hg	8.4 mg/kg	[7.7]	定量分析-EC	HgLa	0.0001
Br	2.7 mg/kg	[6.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	11.942 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	1.625 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.231 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	1.591 %	[0.016]	定量分析-FP	CaKa	23.3523
Si	1.568 %	[0.082]	定量分析-FP	SiKa	0.6161
S	0.297 %	[0.013]	定量分析-FP	S Ka	0.9214
K	0.144 %	[0.009]	定量分析-FP	K Ka	1.1994
Pd	0.136 %	[0.009]	定量分析-FP	PdKa	1.4514
Fe	0.091 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	9.1039
Cu	0.012 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.7484
Ti	0.012 %	[0.002]	定量分析-FP	TiKa	0.3626
Zn	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	0.9245
Mn	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	MnKa	0.4547
Plastic	96.133 %	[-----]	平衡	-----	-----