

样品 : TS26072766001
操作者: 20260730221545
注释 : 20260730221543
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:15:49

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	11
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	11
Cr	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	11
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	11
Cf	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	11
Bk	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.1]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	ND mg/kg	[5.9]	定量分析-EC	CrKa	0.0275
Hg	ND mg/kg	[2.5]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.6 mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	67.543 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	6.755 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.173 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.284 %	[0.083]	定量分析-FP	SiKa	0.2849
Ca	0.080 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	3.9028
S	0.070 %	[0.012]	定量分析-FP	S Ka	0.6182
K	0.034 %	[0.005]	定量分析-FP	K Ka	0.8508
Fe	0.012 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.6994
Hf	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	HfLa	1.4463
Cu	0.003 %	[0.000]	定量分析-FP	CuKa	2.2768
Zn	0.003 %	[0.000]	定量分析-FP	ZnKa	2.0621
Plastic	99.507 %	[-----]	平衡	-----	-----