

样品 : TS26072768001
操作者: 20260730222150
注释 : 20260730222148
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:21:53

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	15
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	15
Cr	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	15
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	15
Cf	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	15
Bk	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.6]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[7.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	ND mg/kg	[7.4]	定量分析-EC	CrKa	0.0328
Hg	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	3.1 mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	81.084 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	8.629 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.077 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	10.307 %	[0.091]	定量分析-FP	CaKa	162.5215
Si	1.653 %	[0.326]	定量分析-FP	SiKa	0.7726
Fe	0.963 %	[0.011]	定量分析-FP	FeKa	89.6110
S	0.409 %	[0.051]	定量分析-FP	S Ka	1.4986
Ti	0.247 %	[0.010]	定量分析-FP	TiKa	5.2639
K	0.219 %	[0.021]	定量分析-FP	K Ka	2.1246
Cu	0.022 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	4.0896
Mn	0.016 %	[0.004]	定量分析-FP	MnKa	1.1121
Zn	0.016 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	3.5028
Plastic	86.148 %	[-----]	平衡	-----	-----