

样品 : TS26072769001
操作者: 20260730223837
注释 : 20260730223835
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:38:40

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	18
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	18
Cr	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	18
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	18
Cf	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	18
Bk	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.1]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	19.0 mg/kg	[6.5]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	21.6 mg/kg	[9.2]	定量分析-EC	CrKa	0.1024
Hg	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	6.2 mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0003
IntBG	88.113 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	11.507 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.035 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	8.013 %	[0.081]	定量分析-FP	CaKa	131.0072
Si	2.145 %	[0.370]	定量分析-FP	SiKa	1.0279
Fe	1.152 %	[0.012]	定量分析-FP	FeKa	124.4747
S	0.447 %	[0.051]	定量分析-FP	S Ka	1.6399
K	0.253 %	[0.022]	定量分析-FP	K Ka	2.4782
Ti	0.190 %	[0.009]	定量分析-FP	TiKa	4.7285
Zn	0.033 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	7.9873
Cu	0.022 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	4.4697
Mn	0.021 %	[0.003]	定量分析-FP	MnKa	1.6845
Sr	0.010 %	[0.001]	定量分析-FP	SrKa	5.1453
V	0.005 %	[0.005]	定量分析-FP	V Ka	0.1784
Plastic	87.705 %	[-----]	平衡	-----	-----