

样品 : TS26072770001
操作者: 20260730224137
注释 : 20260730224135
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:41:40

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	14
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	14
Cr	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	14
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	14
Cf	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	14
Bk	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[7.8]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	11.1 mg/kg	[9.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0526
Hg	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	1.9 mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	75.568 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	8.013 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.048 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	34.530 %	[0.188]	定量分析-FP	CaKa	527.3296
Si	1.105 %	[0.276]	定量分析-FP	SiKa	0.6268
Fe	0.260 %	[0.007]	定量分析-FP	FeKa	13.8700
S	0.162 %	[0.048]	定量分析-FP	S Ka	0.7359
K	0.154 %	[0.021]	定量分析-FP	K Ka	1.7918
Ti	0.071 %	[0.015]	定量分析-FP	TiKa	0.8517
Cu	0.034 %	[0.004]	定量分析-FP	CuKa	3.7661
Ni	0.004 %	[0.004]	定量分析-FP	NiKa	0.3690
Plastic	63.677 %	[-----]	平衡	-----	-----