

样品 : TS26072771001
操作者: 20260730221852
注释 : 20260730221850
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:18:54

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	11
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	11
Cr	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	11
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	11
Cf	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	11
Bk	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[7.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	ND mg/kg	[8.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0284
Hg	ND mg/kg	[2.5]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	30.1 mg/kg	[3.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0012
IntBG	55.368 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	5.556 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.084 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	32.910 %	[0.181]	定量分析-FP	CaKa	397.0294
Ti	0.245 %	[0.023]	定量分析-FP	TiKa	2.3111
S	0.213 %	[0.047]	定量分析-FP	S Ka	0.7634
Fe	0.184 %	[0.009]	定量分析-FP	FeKa	7.6825
K	0.141 %	[0.022]	定量分析-FP	K Ka	1.2946
Sr	0.076 %	[0.003]	定量分析-FP	SrKa	15.7167
Cu	0.034 %	[0.004]	定量分析-FP	CuKa	3.0238
Plastic	66.193 %	[-----]	平衡	-----	-----