

样品 : TS26072777001
操作者: 20260730232938
注释 : 20260730232936
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:29:42

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	220-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	4
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	4
Cr	Rh	50	220-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	4
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	4
Cf	Rh	50	220-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	4
Bk	Rh	50	220-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[15.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	21.0 mg/kg	[14.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0003
Cr	18.2 mg/kg	[5.2]	定量分析-EC	CrKa	0.0862
Hg	ND mg/kg	[4.7]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[3.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	16.604 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.050 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.165 ratio	[-----]	校正	-----	-----
S	0.336 %	[0.010]	定量分析-FP	S Ka	2.4924
Si	0.234 %	[0.042]	定量分析-FP	SiKa	0.1995
Ca	0.230 %	[0.004]	定量分析-FP	CaKa	7.8220
K	0.052 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	1.0065
Fe	0.049 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	8.7362
Ti	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	TiKa	0.6308
Cu	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.8802
Zn	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.7805
Plastic	99.069 %	[-----]	平衡	-----	-----