

样品 : TS26072780001
操作者: 20260730220627
注释 : 20260730220625
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:06:30

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	270-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	3
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	3
Cr	Rh	50	270-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	3
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	3
Cf	Rh	50	270-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	3
Bk	Rh	50	270-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[16.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0004
Pb	ND mg/kg	[18.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	18.9 mg/kg	[5.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0896
Hg	ND mg/kg	[5.6]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[3.5]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	13.837 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	1.879 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.164 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	1.180 %	[0.119]	定量分析-FP	SiKa	0.3493
Ca	0.381 %	[0.008]	定量分析-FP	CaKa	4.7252
S	0.368 %	[0.015]	定量分析-FP	S Ka	0.8761
K	0.147 %	[0.009]	定量分析-FP	K Ka	0.9705
Fe	0.052 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.8290
Ti	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	TiKa	0.2872
Cu	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.2773
Zn	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	0.9746
Plastic	97.848 %	[-----]	平衡	-----	-----