

样品 : TS26072781001
操作者: 20260730214210
注释 : 20260730214208
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:42:13

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	12
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	12
Cr	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	12
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	12
Cf	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	12
Bk	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.8]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[7.8]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	19.6 mg/kg	[7.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0927
Hg	ND mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	70.056 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	7.364 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.075 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	21.902 %	[0.729]	定量分析-FP	SiKa	8.5286
Ca	21.570 %	[0.175]	定量分析-FP	CaKa	158.1533
Al	9.284 %	[1.505]	定量分析-FP	AlKa	0.9211
K	3.233 %	[0.079]	定量分析-FP	K Ka	15.6985
Ti	0.785 %	[0.025]	定量分析-FP	TiKa	8.8021
Fe	0.548 %	[0.010]	定量分析-FP	FeKa	26.8769
S	0.205 %	[0.061]	定量分析-FP	S Ka	0.3975
Hf	0.048 %	[0.010]	定量分析-FP	HfLa	1.5606
Cu	0.028 %	[0.004]	定量分析-FP	CuKa	2.8919
V	0.024 %	[0.011]	定量分析-FP	V Ka	0.4147
Sr	0.015 %	[0.002]	定量分析-FP	SrKa	3.9823
Zr	0.011 %	[0.002]	定量分析-FP	ZrKa	2.9082
Plastic	42.348 %	[-----]	平衡	-----	-----