

样品 : TS26072782001
操作者: 20260730214503
注释 : 20260730214501
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:45:06

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	7
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	7
Cr	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	7
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	7
Cf	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	7
Bk	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[10.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0004
Pb	ND mg/kg	[10.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	ND mg/kg	[4.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0163
Hg	ND mg/kg	[2.6]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	41.161 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	4.048 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.232 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.654 %	[0.111]	定量分析-FP	SiKa	0.3609
Ca	0.266 %	[0.007]	定量分析-FP	CaKa	6.4990
S	0.250 %	[0.014]	定量分析-FP	S Ka	1.1422
K	0.086 %	[0.008]	定量分析-FP	K Ka	1.0974
Fe	0.027 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	6.8477
Cu	0.016 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	6.1635
Plastic	98.702 %	[-----]	平衡	-----	-----