

样品 : TS26072782002
操作者: 20260730214808
注释 : 20260730214805
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:48:11

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	229-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	3
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	3
Cr	Rh	50	229-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	3
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	3
Cf	Rh	50	229-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	3
Bk	Rh	50	229-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[16.1]	定量分析-EC	CdKa	0.0008
Pb	ND mg/kg	[15.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	10.5 mg/kg	[4.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0499
Hg	ND mg/kg	[4.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	5.6 mg/kg	[4.7]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	16.463 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	1.769 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.161 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Al	0.818 %	[0.213]	定量分析-FP	AlKa	0.1176
Si	0.654 %	[0.039]	定量分析-FP	SiKa	0.5018
Ca	0.152 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	4.6507
S	0.104 %	[0.005]	定量分析-FP	S Ka	0.6722
K	0.049 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	0.8423
Fe	0.035 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.7174
Cu	0.011 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.1883
Zn	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.6279
Plastic	98.168 %	[-----]	平衡	-----	-----