

样品：TS26072785001  
操作者：20260730215112  
注释：20260730215110  
组：ScreeningFast塑料  
日期：2026-07-30 21:51:15

测试条件

|       |         |     |           |      |            |             |          |        |    |
|-------|---------|-----|-----------|------|------------|-------------|----------|--------|----|
| ----- |         |     |           |      |            |             |          |        |    |
| 仪器：   | EDX-LE+ | 氛围： | 大气        | 准直器： | 10 (mm)    |             |          |        |    |
| ----- |         |     |           |      |            |             |          |        |    |
| 元素    | TG      | kV  | uA        | FI   | Acq. (keV) | 分析 (keV)    | 时间 (sec) | DT (%) |    |
| ----- |         |     |           |      |            |             |          |        |    |
| Al-U  | Rh      | 50  | 62-Auto   | ---- | 0 - 40     | 0.00-40.00  | Live-    | 15     | 31 |
| Cd    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 30     | 12 |
| Pb    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 12.38-12.88 | Real-    | 30     | 12 |
| Cr    | Rh      | 50  | 62-Auto   | ---- | 0 - 40     | 5.12- 5.62  | Real-    | 22     | 31 |
| Hg    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 9.74-10.24  | Real-    | 30     | 12 |
| Br    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 11.66-12.16 | Real-    | 30     | 12 |
| Cf    | Rh      | 50  | 62-Auto   | ---- | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 22     | 31 |
| Es    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 2.42- 2.82  | Real-    | 30     | 12 |
| Bk    | Rh      | 50  | 62-Auto   | ---- | 0 - 40     | 13.00-15.00 | Real-    | 22     | 31 |

定量结果

| 元素      | 结果            | [3-sigma] | 处理-计算   | 线     | 强度 (cps/uA) |
|---------|---------------|-----------|---------|-------|-------------|
| Cd      | ND mg/kg      | [ 6.7]    | 定量分析-EC | CdKa  | 0.0000      |
| Pb      | ND mg/kg      | [ 6.6]    | 定量分析-EC | PbLb1 | 0.0001      |
| Cr      | 28.3 mg/kg    | [ 8.3]    | 定量分析-EC | CrKa  | 0.1338      |
| Hg      | ND mg/kg      | [ 2.7]    | 定量分析-EC | HgLa  | 0.0000      |
| Br      | 3.3 mg/kg     | [ 2.3]    | 定量分析-EC | BrKa  | 0.0001      |
| IntBG   | 65.943 cps/uA | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Cd-BG   | 7.109 cps/uA  | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| ClCHK   | 0.050 ratio   | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Si      | 20.865 %      | [ 0.695]  | 定量分析-FP | SiKa  | 7.9506      |
| Ca      | 20.187 %      | [ 0.164]  | 定量分析-FP | CaKa  | 146.4960    |
| Al      | 8.082 %       | [ 1.423]  | 定量分析-FP | AlKa  | 0.7608      |
| K       | 2.884 %       | [ 0.073]  | 定量分析-FP | K Ka  | 13.7401     |
| Ti      | 0.708 %       | [ 0.023]  | 定量分析-FP | TiKa  | 7.9085      |
| Fe      | 0.529 %       | [ 0.009]  | 定量分析-FP | FeKa  | 25.9078     |
| S       | 0.362 %       | [ 0.062]  | 定量分析-FP | S Ka  | 0.6893      |
| Hf      | 0.047 %       | [ 0.010]  | 定量分析-FP | HfLa  | 1.5480      |
| Cu      | 0.028 %       | [ 0.003]  | 定量分析-FP | CuKa  | 2.8446      |
| Sr      | 0.017 %       | [ 0.002]  | 定量分析-FP | SrKa  | 4.3325      |
| Plastic | 46.287 %      | [-----]   | 平衡      | ----- | -----       |