

样品 : TS26072791001
操作者: 20260730213707
注释 : 20260730213705
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:37:10

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	35-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	18
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	18
Cr	Rh	30	99-Auto	#2	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	100	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	18
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	18
Cf	Rh	50	35-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	18
Bk	Rh	50	35-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[6.9]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	14.6 mg/kg	[8.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0401
Hg	ND mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	13.7 mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0006
IntBG	85.384 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	11.404 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.071 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	16.341 %	[0.092]	定量分析-FP	CaKa	550.0567
S	0.085 %	[0.029]	定量分析-FP	S Ka	0.6914
K	0.057 %	[0.011]	定量分析-FP	K Ka	1.2383
Fe	0.052 %	[0.002]	定量分析-FP	FeKa	8.6723
Sr	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	SrKa	6.0868
Cu	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.3565
Ni	0.001 %	[0.001]	定量分析-FP	NiKa	0.1934
Plastic	83.443 %	[-----]	平衡	-----	-----