

样品 : TS26072792001
操作者: 20260730210039
注释 : 20260730210037
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:00:43

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	14
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	14
Cr	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	14
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	14
Cf	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	14
Bk	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.7]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	8.3 mg/kg	[6.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	10.1 mg/kg	[7.8]	定量分析-EC	CrKa	0.0479
Hg	ND mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.7 mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	86.540 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	8.817 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.066 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	2.912 %	[0.035]	定量分析-FP	CaKa	78.4452
S	0.234 %	[0.030]	定量分析-FP	S Ka	1.2756
Fe	0.187 %	[0.003]	定量分析-FP	FeKa	41.0219
K	0.067 %	[0.011]	定量分析-FP	K Ka	1.0148
Ti	0.058 %	[0.003]	定量分析-FP	TiKa	2.7820
Cu	0.011 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	4.6321
Zn	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	3.5499
Plastic	96.522 %	[-----]	平衡	-----	-----