

样品 : TS26072793001
操作者: 20260730231736
注释 : 20260730231734
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:17:38

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	10
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	10
Cr	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	10
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	10
Cf	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	10
Bk	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[9.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[8.7]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	9.9 mg/kg	[7.4]	定量分析-EC	CrKa	0.0469
Hg	ND mg/kg	[2.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	3.4 mg/kg	[2.7]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	48.825 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	5.462 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.144 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	11.488 %	[0.095]	定量分析-FP	CaKa	112.7013
Si	2.012 %	[0.342]	定量分析-FP	SiKa	0.6026
Fe	0.952 %	[0.011]	定量分析-FP	FeKa	53.2145
S	0.398 %	[0.048]	定量分析-FP	S Ka	0.9186
Ti	0.224 %	[0.010]	定量分析-FP	TiKa	2.8626
K	0.202 %	[0.023]	定量分析-FP	K Ka	1.2317
Cu	0.025 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	2.7677
Zn	0.018 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	2.3245
Sr	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	SrKa	1.9150
Plastic	84.673 %	[-----]	平衡	-----	-----