

样品 : TS26072794001
操作者: 20260730230840
注释 : 20260730230838
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:08:44

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	5
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	5
Cr	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	5
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	5
Cf	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	5
Bk	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[12.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0005
Pb	19.2 mg/kg	[13.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	9.4 mg/kg	[5.0]	定量分析-EC	CrKa	0.0445
Hg	ND mg/kg	[3.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	27.048 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.902 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.168 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.657 %	[0.042]	定量分析-FP	SiKa	0.6553
Ca	0.230 %	[0.005]	定量分析-FP	CaKa	9.7089
S	0.159 %	[0.008]	定量分析-FP	S Ka	1.3411
K	0.046 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	1.0642
Fe	0.040 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	10.0110
Cu	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.8233
Ti	0.004 %	[0.001]	定量分析-FP	TiKa	0.3987
Plastic	98.852 %	[-----]	平衡	-----	-----