

样品 : TS26072795001
操作者: 20260730232646
注释 : 20260730232644
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:26:49

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	248-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	3
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	3
Cr	Rh	50	248-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	3
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	3
Cf	Rh	50	248-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	3
Bk	Rh	50	248-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[17.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0006
Pb	55.5 mg/kg	[18.5]	定量分析-EC	PbLb1	0.0007
Cr	20.4 mg/kg	[5.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0963
Hg	ND mg/kg	[7.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[3.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	13.464 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	1.750 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.126 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	1.947 %	[0.101]	定量分析-FP	SiKa	0.6436
Al	1.654 %	[0.466]	定量分析-FP	AlKa	0.1083
Ca	0.623 %	[0.010]	定量分析-FP	CaKa	7.9948
S	0.386 %	[0.016]	定量分析-FP	S Ka	0.9857
K	0.169 %	[0.010]	定量分析-FP	K Ka	1.1758
Fe	0.092 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	9.8463
Ti	0.015 %	[0.002]	定量分析-FP	TiKa	0.4669
Zn	0.011 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.7347
Cu	0.010 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.4710
Plastic	95.088 %	[-----]	平衡	-----	-----