

样品 : TS26072796001
操作者: 20260730220014
注释 : 20260730220012
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:00:16

测试条件

仪器：	EDX-LE+	氛围：	大气	准直器：	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	151-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	5
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	5
Cr	Rh	50	151-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	5
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	5
Cf	Rh	50	151-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	5
Bk	Rh	50	151-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[10.6]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[12.9]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	13.8 mg/kg	[5.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0652
Hg	ND mg/kg	[3.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	28.008 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.027 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.165 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.587 %	[0.096]	定量分析-FP	SiKa	0.2872
Ca	0.160 %	[0.005]	定量分析-FP	CaKa	3.5327
S	0.139 %	[0.015]	定量分析-FP	S Ka	0.5682
K	0.065 %	[0.008]	定量分析-FP	K Ka	0.7436
Fe	0.022 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	4.4419
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.0457
Zn	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.7226
Plastic	99.014 %	[-----]	平衡	-----	-----