

样品 : TS26072797001
操作者: 20260730193955
注释 : 20260730193953
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:39:58

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	16
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	16
Cr	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	16
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	16
Cf	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	16
Bk	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[5.7]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[6.7]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	16.2 mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0766
Hg	ND mg/kg	[1.7]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	4.0 mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	82.987 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	10.568 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.048 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	7.767 %	[0.078]	定量分析-FP	CaKa	117.6877
Si	1.134 %	[0.333]	定量分析-FP	SiKa	0.4767
Fe	0.711 %	[0.009]	定量分析-FP	FeKa	70.8726
S	0.370 %	[0.047]	定量分析-FP	S Ka	1.2497
K	0.191 %	[0.022]	定量分析-FP	K Ka	1.7318
Ti	0.162 %	[0.008]	定量分析-FP	TiKa	3.6604
Cu	0.020 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	3.9628
Mn	0.014 %	[0.003]	定量分析-FP	MnKa	1.0376
Zn	0.012 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	2.8159
Sr	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	SrKa	3.6190
V	0.007 %	[0.005]	定量分析-FP	V Ka	0.2601
Plastic	89.600 %	[-----]	平衡	-----	-----