

样品 : TS26072799001
操作者: 20260730233853
注释 : 20260730233851
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:38:57

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)					

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)		

Al-U	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30	
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	17	
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	17	
Cr	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30	
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	17	
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	17	
Cf	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30	
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	17	
Bk	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30	

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.9]	定量分析-EC	CdKa	0.0005
Pb	ND mg/kg	[5.8]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	12.9 mg/kg	[7.0]	定量分析-EC	CrKa	0.0612
Hg	ND mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	195.9 mg/kg	[4.8]	定量分析-EC	BrKa	0.0080
IntBG	107.414 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	10.229 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.131 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.964 %	[0.216]	定量分析-FP	SiKa	0.6496
Ca	0.507 %	[0.014]	定量分析-FP	CaKa	15.0766
Ti	0.494 %	[0.009]	定量分析-FP	TiKa	37.0067
S	0.214 %	[0.028]	定量分析-FP	S Ka	1.1914
K	0.070 %	[0.011]	定量分析-FP	K Ka	1.1039
Fe	0.054 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	17.1244
Zn	0.025 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	17.4665
Cu	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	5.6380
Plastic	97.642 %	[-----]	平衡	-----	-----