

样品 : TS26072800001
操作者: 20260730211553
注释 : 20260730211551
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:15:56

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	15
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	15
Cr	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	15
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	15
Cf	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	15
Bk	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.7]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[5.9]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	22.9 mg/kg	[9.1]	定量分析-EC	CrKa	0.1084
Hg	ND mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	27.1 mg/kg	[2.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0011
IntBG	84.401 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	8.976 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.067 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	17.918 %	[0.119]	定量分析-FP	CaKa	336.0987
Ti	1.848 %	[0.037]	定量分析-FP	TiKa	34.5453
S	0.219 %	[0.045]	定量分析-FP	S Ka	1.0452
Fe	0.140 %	[0.004]	定量分析-FP	FeKa	10.9194
Zn	0.073 %	[0.003]	定量分析-FP	ZnKa	14.1919
Cu	0.025 %	[0.003]	定量分析-FP	CuKa	4.1515
Plastic	79.771 %	[-----]	平衡	-----	-----