

样品 : TS26072801001  
操作者: 20260730213406  
注释 : 20260730213404  
组 : ScreeningFast塑料  
日期 : 2026-07-30 21:34:08

测试条件

|       |         |     |           |      |            |             |          |        |    |
|-------|---------|-----|-----------|------|------------|-------------|----------|--------|----|
| ----- |         |     |           |      |            |             |          |        |    |
| 仪器:   | EDX-LE+ | 氛围: | 大气        | 准直器: | 10 (mm)    |             |          |        |    |
| ----- |         |     |           |      |            |             |          |        |    |
| 元素    | TG      | kV  | uA        | FI   | Acq. (keV) | 分析 (keV)    | 时间 (sec) | DT (%) |    |
| ----- |         |     |           |      |            |             |          |        |    |
| Al-U  | Rh      | 50  | 93-Auto   | ---- | 0 - 40     | 0.00-40.00  | Live-    | 15     | 31 |
| Cd    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 30     | 8  |
| Pb    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 12.38-12.88 | Real-    | 30     | 8  |
| Cr    | Rh      | 50  | 93-Auto   | ---- | 0 - 40     | 5.12- 5.62  | Real-    | 22     | 31 |
| Hg    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 9.74-10.24  | Real-    | 30     | 8  |
| Br    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 11.66-12.16 | Real-    | 30     | 8  |
| Cf    | Rh      | 50  | 93-Auto   | ---- | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 22     | 31 |
| Es    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 2.42- 2.82  | Real-    | 30     | 8  |
| Bk    | Rh      | 50  | 93-Auto   | ---- | 0 - 40     | 13.00-15.00 | Real-    | 22     | 31 |

定量结果

| 元素      | 结果            | [3-sigma] | 处理-计算   | 线     | 强度 (cps/uA) |
|---------|---------------|-----------|---------|-------|-------------|
| Cd      | ND mg/kg      | [ 9.2]    | 定量分析-EC | CdKa  | 0.0000      |
| Pb      | ND mg/kg      | [ 8.6]    | 定量分析-EC | PbLb1 | 0.0001      |
| Cr      | 5.7 mg/kg     | [ 4.4]    | 定量分析-EC | CrKa  | 0.0268      |
| Hg      | ND mg/kg      | [ 1.8]    | 定量分析-EC | HgLa  | 0.0000      |
| Br      | ND mg/kg      | [ 1.7]    | 定量分析-EC | BrKa  | 0.0000      |
| IntBG   | 50.899 cps/uA | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Cd-BG   | 4.692 cps/uA  | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| ClCHK   | 0.064 ratio   | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Si      | 0.470 %       | [ 0.077]  | 定量分析-FP | SiKa  | 0.4811      |
| S       | 0.084 %       | [ 0.010]  | 定量分析-FP | S Ka  | 0.7400      |
| Ca      | 0.069 %       | [ 0.003]  | 定量分析-FP | CaKa  | 3.3313      |
| K       | 0.027 %       | [ 0.005]  | 定量分析-FP | K Ka  | 0.6840      |
| Fe      | 0.015 %       | [ 0.001]  | 定量分析-FP | FeKa  | 6.0230      |
| Zn      | 0.005 %       | [ 0.001]  | 定量分析-FP | ZnKa  | 2.7746      |
| Plastic | 99.329 %      | [-----]   | 平衡      | ----- | -----       |