

样品 : TS26072803001
操作者: 20260730210637
注释 : 20260730210634
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:06:39

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	105-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	7
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	7
Cr	Rh	50	105-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	7
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	7
Cf	Rh	50	105-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	7
Bk	Rh	50	105-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[9.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	11.3 mg/kg	[4.9]	定量分析-EC	CrKa	0.0533
Hg	ND mg/kg	[2.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	42.597 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	4.281 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.092 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.351 %	[0.070]	定量分析-FP	SiKa	0.3275
S	0.109 %	[0.007]	定量分析-FP	S Ka	0.8795
Ca	0.081 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	3.5925
K	0.030 %	[0.005]	定量分析-FP	K Ka	0.7051
Fe	0.027 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	9.5960
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.9087
Zn	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	2.3431
Plastic	99.390 %	[-----]	平衡	-----	-----