

样品 : TS26072805001
操作者: 20260730210948
注释 : 20260730210946
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:09:51

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	16
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	16
Cr	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	16
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	16
Cf	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	16
Bk	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[5.6]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[5.7]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	ND mg/kg	[5.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0258
Hg	ND mg/kg	[1.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	106.989 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	9.727 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.076 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	0.103 %	[0.005]	定量分析-FP	CaKa	4.9105
S	0.094 %	[0.016]	定量分析-FP	S Ka	0.8082
Ba	0.077 %	[0.007]	定量分析-FP	BaLa	3.4933
K	0.029 %	[0.007]	定量分析-FP	K Ka	0.7087
Fe	0.014 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	7.4965
Ti	0.009 %	[0.002]	定量分析-FP	TiKa	1.2307
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	6.0413
Plastic	99.667 %	[-----]	平衡	-----	-----