

样品：TS26072806001
操作者：20260730233547
注释：20260730233545
组：ScreeningFast塑料
日期：2026-07-30 23:35:50

测试条件

仪器：	EDX-LE+	氛围：	大气	准直器：	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	13
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	13
Cr	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	13
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	13
Cf	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	13
Bk	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0003	
Pb	ND mg/kg	[6.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001	
Cr	18.5 mg/kg	[7.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0876	
Hg	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0001	
IntBG	77.842 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	8.182 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.050 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
Si	18.941 %	[0.680]	定量分析-FP	SiKa	7.7810	
Ca	11.652 %	[0.123]	定量分析-FP	CaKa	98.7243	
Al	8.192 %	[1.507]	定量分析-FP	AlKa	0.8438	
K	2.384 %	[0.067]	定量分析-FP	K Ka	12.6279	
S	0.561 %	[0.065]	定量分析-FP	S Ka	1.1749	
Ti	0.553 %	[0.018]	定量分析-FP	TiKa	8.4918	
Fe	0.513 %	[0.009]	定量分析-FP	FeKa	34.6478	
Cu	0.029 %	[0.003]	定量分析-FP	CuKa	4.0848	
V	0.016 %	[0.008]	定量分析-FP	V Ka	0.3739	
Sr	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	SrKa	2.7938	
Zr	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	ZrKa	2.6547	
Plastic	57.142 %	[-----]	平衡	-----	-----	