

样品 : TS26072807001
操作者: 20260730234148
注释 : 20260730234146
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:41:51

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	14
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	14
Cr	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	14
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	14
Cf	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	14
Bk	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	11.7 mg/kg	[8.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	20.4 mg/kg	[9.2]	定量分析-EC	CrKa	0.0967
Hg	ND mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	6.8 mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	BrKa	0.0003
IntBG	67.589 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	9.052 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.122 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	11.713 %	[0.098]	定量分析-FP	CaKa	159.3304
Si	2.221 %	[0.361]	定量分析-FP	SiKa	0.9317
Fe	0.869 %	[0.011]	定量分析-FP	FeKa	67.2981
S	0.349 %	[0.051]	定量分析-FP	S Ka	1.1201
K	0.212 %	[0.022]	定量分析-FP	K Ka	1.7947
Ti	0.188 %	[0.009]	定量分析-FP	TiKa	3.3238
Cu	0.022 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	3.3439
Mn	0.019 %	[0.004]	定量分析-FP	MnKa	1.0787
Zn	0.015 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	2.8183
Sr	0.010 %	[0.001]	定量分析-FP	SrKa	3.6210
Plastic	84.378 %	[-----]	平衡	-----	-----