

样品 : TS26072809001
操作者: 20260730194558
注释 : 20260730194556
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:46:00

测试条件

仪器： EDX-LE+		氛围： 大气		准直器： 10 (mm)					
元素		TG kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)
Al-U		Rh 50	93-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd		Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	9
Pb		Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	9
Cr		Rh 50	93-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg		Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	9
Br		Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	9
Cf		Rh 50	93-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es		Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	9
Bk		Rh 50	93-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)

Cd	ND mg/kg	[7.7]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[7.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	13.4 mg/kg	[6.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0636
Hg	ND mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.9 mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	54.804 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	5.764 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.127 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	0.324 %	[0.010]	定量分析-FP	CaKa	6.1983
K	0.251 %	[0.011]	定量分析-FP	K Ka	2.5691
S	0.194 %	[0.025]	定量分析-FP	S Ka	0.7056
Fe	0.023 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.5913
Mn	0.010 %	[0.001]	定量分析-FP	MnKa	1.8074
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.0484
Plastic	99.189 %	[-----]	平衡	-----	-----