

样品 : TS26072811001
操作者: 20260730221239
注释 : 20260730221237
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:12:42

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)					

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)		

Al-U	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31	
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	5	
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	5	
Cr	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31	
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	5	
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	5	
Cf	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31	
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	5	
Bk	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31	

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[13.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[11.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	11.8 mg/kg	[5.0]	定量分析-EC	CrKa	0.0560
Hg	ND mg/kg	[4.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	3.2 mg/kg	[3.7]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	25.380 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.953 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.110 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.400 %	[0.057]	定量分析-FP	SiKa	0.3173
Ca	0.083 %	[0.002]	定量分析-FP	CaKa	3.0346
S	0.071 %	[0.008]	定量分析-FP	S Ka	0.4878
K	0.033 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	0.6413
Fe	0.017 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	4.2134
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.8806
Zn	0.003 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.0162
Plastic	99.384 %	[-----]	平衡	-----	-----