

样品 : TS26072812001
操作者: 20260730230539
注释 : 20260730230537
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:05:42

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	4
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	4
Cr	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	4
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	4
Cf	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	4
Bk	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[17.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	15.8 mg/kg	[14.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	20.0 mg/kg	[5.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0945
Hg	ND mg/kg	[4.9]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	64.9 mg/kg	[7.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0027
IntBG	16.413 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.065 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.171 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	2.044 %	[0.103]	定量分析-FP	SiKa	0.8430
Ca	0.966 %	[0.013]	定量分析-FP	CaKa	15.3300
S	0.364 %	[0.015]	定量分析-FP	S Ka	1.1453
K	0.133 %	[0.010]	定量分析-FP	K Ka	1.1454
Fe	0.087 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	11.0358
Ti	0.022 %	[0.002]	定量分析-FP	TiKa	0.8084
Cu	0.011 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.1103
Zn	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.5215
Mn	0.004 %	[0.001]	定量分析-FP	MnKa	0.3611
Plastic	96.352 %	[-----]	平衡	-----	-----