

样品 : TS26072813001
操作者: 20260730220933
注释 : 20260730220931
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:09:36

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	4
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	4
Cr	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	4
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	4
Cf	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	4
Bk	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[13.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[14.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	23.9 mg/kg	[5.0]	定量分析-EC	CrKa	0.1130
Hg	ND mg/kg	[4.4]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	12.7 mg/kg	[5.1]	定量分析-EC	BrKa	0.0005
IntBG	17.817 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	1.985 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.261 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.569 %	[0.035]	定量分析-FP	SiKa	0.4842
Ca	0.167 %	[0.004]	定量分析-FP	CaKa	5.7356
S	0.099 %	[0.005]	定量分析-FP	S Ka	0.7158
K	0.048 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	0.9323
Fe	0.039 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	6.9943
Cu	0.010 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.3038
Zn	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.7773
Ti	0.004 %	[0.001]	定量分析-FP	TiKa	0.3286
Plastic	99.052 %	[-----]	平衡	-----	-----