

样品 : TS26072814001
操作者: 20260730215416
注释 : 20260730215414
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:54:19

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	17
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	17
Cr	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	17
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	17
Cf	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	17
Bk	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[5.8]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[6.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	51.1 mg/kg	[10.1]	定量分析-EC	CrKa	0.2419
Hg	ND mg/kg	[1.5]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	104.101 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	11.516 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.073 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.836 %	[0.200]	定量分析-FP	SiKa	0.5762
Ca	0.314 %	[0.010]	定量分析-FP	CaKa	9.5514
S	0.189 %	[0.026]	定量分析-FP	S Ka	1.0877
K	0.173 %	[0.009]	定量分析-FP	K Ka	2.8169
Fe	0.039 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	15.1311
Cu	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	4.0700
Zn	0.003 %	[0.000]	定量分析-FP	ZnKa	2.1120
Plastic	98.436 %	[-----]	平衡	-----	-----