

样品 : TS26072818001
操作者: 20260730230237
注释 : 20260730230235
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:02:40

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气	准直器:	10 (mm)			

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	135-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	5
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	5
Cr	Rh	50	135-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	5
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	5
Cf	Rh	50	135-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	5
Bk	Rh	50	135-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[12.8]	定量分析-EC	CdKa	0.0004
Pb	22.0 mg/kg	[14.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0003
Cr	22.5 mg/kg	[7.5]	定量分析-EC	CrKa	0.1064
Hg	ND mg/kg	[4.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	3.9 mg/kg	[4.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	23.542 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.671 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.131 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	11.748 %	[0.097]	定量分析-FP	CaKa	66.3246
Si	2.865 %	[0.352]	定量分析-FP	SiKa	0.5271
Fe	1.157 %	[0.012]	定量分析-FP	FeKa	38.1261
S	0.753 %	[0.039]	定量分析-FP	S Ka	1.0280
K	0.348 %	[0.027]	定量分析-FP	K Ka	1.2251
Ti	0.237 %	[0.010]	定量分析-FP	TiKa	1.8017
Cu	0.031 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	2.0229
Mn	0.027 %	[0.004]	定量分析-FP	MnKa	0.6587
Zn	0.022 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	1.6431
V	0.008 %	[0.006]	定量分析-FP	V Ka	0.0965
Plastic	82.799 %	[-----]	平衡	-----	-----