

样品 : TS26072821001
操作者: 20260730195507
注释 : 20260730195504
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:55:10

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	12
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	12
Cr	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	12
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	12
Cf	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	12
Bk	Rh	50	45-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[7.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	ND mg/kg	[8.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0365
Hg	ND mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	63.241 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	6.256 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.118 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	26.393 %	[0.149]	定量分析-FP	CaKa	424.7380
S	0.109 %	[0.036]	定量分析-FP	S Ka	0.5191
K	0.078 %	[0.016]	定量分析-FP	K Ka	0.9677
Ti	0.067 %	[0.014]	定量分析-FP	TiKa	0.8193
Fe	0.066 %	[0.006]	定量分析-FP	FeKa	3.5698
Hf	0.056 %	[0.012]	定量分析-FP	HfLa	2.0344
Zn	0.036 %	[0.003]	定量分析-FP	ZnKa	4.8927
Cu	0.025 %	[0.004]	定量分析-FP	CuKa	2.9002
Plastic	73.171 %	[-----]	平衡	-----	-----