

样品 : TS26072821002
操作者: 20260730195809
注释 : 20260730195807
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:58:12

测试条件

仪器： EDX-LE+		氛围： 大气		准直器： 10 (mm)					
元素		TG kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)
Al-U		Rh 50	58-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd		Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	10
Pb		Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	10
Cr		Rh 50	58-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg		Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	10
Br		Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	10
Cf		Rh 50	58-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es		Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	10
Bk		Rh 50	58-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)

Cd	ND mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	8.8 mg/kg	[7.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	9.8 mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0462
Hg	ND mg/kg	[3.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
Cd-BG	5.346 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.064 ratio	[-----]	校正	-----	-----
IntBG	51.928 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Ca	26.761 %	[0.155]	定量分析-FP	CaKa	313.6998
Fe	0.143 %	[0.007]	定量分析-FP	FeKa	6.3179
K	0.139 %	[0.020]	定量分析-FP	K Ka	1.1931
S	0.129 %	[0.041]	定量分析-FP	S Ka	0.4241
Cu	0.058 %	[0.004]	定量分析-FP	CuKa	5.4318
Zn	0.052 %	[0.003]	定量分析-FP	ZnKa	5.6890
Plastic	72.716 %	[-----]	平衡	-----	-----