

样品 : TS26072823001
操作者: 20260730201909
注释 : 20260730201906
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:19:11

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	270-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	3
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	3
Cr	Rh	50	270-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	3
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	3
Cf	Rh	50	270-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	3
Bk	Rh	50	270-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[16.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[15.8]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	16.3 mg/kg	[5.2]	定量分析-EC	CrKa	0.0772
Hg	ND mg/kg	[7.7]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	5.0 mg/kg	[5.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	12.636 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	1.635 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.145 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	1.523 %	[0.081]	定量分析-FP	SiKa	0.5572
Al	1.374 %	[0.384]	定量分析-FP	AlKa	0.0978
Ca	0.440 %	[0.008]	定量分析-FP	CaKa	6.4705
S	0.328 %	[0.013]	定量分析-FP	S Ka	0.9527
K	0.139 %	[0.008]	定量分析-FP	K Ka	1.1049
Fe	0.066 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	7.3620
Cu	0.010 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.5839
Ti	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	TiKa	0.3308
Zn	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	0.7926
Plastic	96.104 %	[-----]	平衡	-----	-----