

样品 : TS26072823002
操作者: 20260730202214
注释 : 20260730202212
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:22:16

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)					

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)		

Al-U	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31	
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	7	
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	7	
Cr	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31	
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	7	
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	7	
Cf	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31	
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	7	
Bk	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31	

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)

Cd	ND mg/kg	[10.6]	定量分析-EC	CdKa	0.0001
Pb	ND mg/kg	[11.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	15.3 mg/kg	[8.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0723
Hg	ND mg/kg	[3.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	32.631 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.421 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.126 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	61.947 %	[0.298]	定量分析-FP	CaKa	424.1283
Fe	0.355 %	[0.017]	定量分析-FP	FeKa	6.7668
S	0.342 %	[0.064]	定量分析-FP	S Ka	0.8204
K	0.142 %	[0.028]	定量分析-FP	K Ka	0.8455
Zn	0.117 %	[0.007]	定量分析-FP	ZnKa	5.4778
Cu	0.057 %	[0.007]	定量分析-FP	CuKa	2.2628
Plastic	37.038 %	[-----]	平衡	-----	-----