

样品 : TS26072851001
操作者: 20260730204522
注释 : 20260730204520
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:45:26

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	7
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	7
Cr	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	7
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	7
Cf	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	7
Bk	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[10.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0000	
Pb	ND mg/kg	[9.9]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000	
Cr	5.9 mg/kg	[5.2]	定量分析-EC	CrKa	0.0278	
Hg	ND mg/kg	[3.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	BrKa	0.0001	
IntBG	41.939 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	3.975 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.122 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
Si	0.298 %	[0.076]	定量分析-FP	SiKa	0.2049	
S	0.109 %	[0.014]	定量分析-FP	S Ka	0.6540	
Ca	0.067 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	2.2567	
Fe	0.014 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	4.4012	
Cu	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.3553	
Zn	0.004 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.6936	
Plastic	99.502 %	[-----]	平衡	-----	-----	